

Электромезотерапия Infusion™

Альтернатива без риска и боли

Infusion™- произведен и выпущен компанией Viora в 2008 году в Израиле. Инновационный метод электропорации стал лидером научных достижений в косметологии, а так же революционной системой трансдермальной доставки продукта в ткани. Метод представлен более чем в тысячи косметологических и медицинских центрах Европы, Канады и Америки.

Infusion™ это неинвазивная, быстродействующая, безопасная и высокоэффективная терапия, которая является альтернативой классической мезотерапии без использования игл. Электропорация обеспечивает трансдермальную доставку терапевтических растворов непосредственно в клетки кожи.


Механизм электропорации

- Электропорация (электроимпульсное открытие клеточных пор) - это технология, применяемая для введения трансдермальных продуктов, которая помогает достичь таких же эффективных результатов, как и при традиционной мезотерапии, но при этом не вызывает боли, травм и гематом.
- Мезопрепараты вводятся малыми дозами, что значительно снижает нагрузку на организм. За счет внутрикожного способа введения активных веществ достигается эффект депонирования, что обеспечивает длительное сохранение результатов.
- Методика физиологична, нетравматична и безболезненна.
- Идеально комбинируется с другими современными косметологическими методами.

Созданная для профессиональной эстетической медицины система Infusion™ предлагает идеальные неинвазивные решения для большого количества косметических/дерматологических проблем, заметно расширяя спектр предоставляемых услуг с помощью следующих процедур:

- уменьшение морщин и симптомов старения;
- стимуляция синтеза коллагена в дерме;
- увлажнение кожи;
- повышение тонуса и эластичности кожи;
- коррекция контуров тела и устранение целлюлита;
- лечение стрий

Технология Infusion™ Ionwave™ максимально увеличивает проницаемость клеток, позволяя натуральным лечебным веществам безопасно проникать в клетки кожи. Точно подобранные электрические волны вызывают изменения в клеточной мембране, что приводит к кратковременному открытию микроканалов и дает возможность препаратам проникать внутрь без необходимости пункции кожи.



Эффекты Ionwave™:

1. Технология Ionwave™ (ионоволна) открывает каналы клеточной мембраны, чтобы осуществить безопасный проход препаратов в клетки, не повреждая кожу.



2. Мембранные каналы обеспечивают быстрый и регулируемый транспорт воды, ионов через биологические мембраны.



Infusion™ – расширяет перечень услуг



Для метода Электропорации к аппарату Infusion™ компания Viora разработала специальные смеси из натуральных компонентов, которые представлены в ампулах (2мл – для лица, 5мл - для тела). В состав ампул входят гидрализованные коллаген и эластин (расщепленные до эссенциальных аминокислот). Из них в клетках кожи строятся собственные коллаген и эластин. Также в препаратах используется высокомолекулярная и низкомолекулярная фракция гиалуроновой кислоты, оказывающая выраженное увлажняющее действие. Основным ингредиентом ампул являются растительные экстракты экзотических и традиционных лекарственных растений.

Infusion™ Face Care (ампулы для лица) 2мл

- **Collagen Booster for skin firming and tightening** (Носитель коллагена) Стимулирует синтез собственного коллагена в дерме; улучшает тургор кожи и разглаживает сеть мелких морщин. Повышает тонус бюста и декольте.
- **Anti-Wrinkle and Lifting** (Против морщин.Лифтинг) Способствует укреплению соединительной ткани, моделирует овал лица, уплотняет эпидермис.
- **Intensive Hydration for dry skin** (Интенсивное увлажнение) Наполняет влагой обезвоженные клетки и восстанавливает эластичность кожи.

Infusion™ Body Care (ампулы для тела) 5мл.

- **Skin Firm for wrinkles and sagging skin** (Тонизация) Усиливает естественный барьер кожи, интенсивно подтягивает и укрепляет.
- **Skin Smooth for minimizing the appearance and texture of stretch marks** (лечение стрий). Сокращает видимые проявления растяжек. Повышает эластичность кожи. Стимулирует регенерацию клеток, способствует укреплению соединительной ткани.

Высококачественную систему Infusion™ можно использовать как самостоятельную процедуру и также как приложение к любой другой стандартной процедуре – например, пилингу и микрошлифовке.

Infusion™ – идеальное дополнение к методам ухода за Вашими пациентами.

Преимущества Infusion™

Использование Ionwave™: эта новейшая технология создана для обеспечения оптимальной абсорбции препаратов клетками кожи без какого-либо риска.

Незамедлительный результат: проникновение лечебных препаратов в клетку дает результат, мгновенно ощутимый Вашим пациентом.

Безыгольная терапия: приятная, безопасная, безболезненная процедура, не оставляющая синяков и покраснений.

Практичный: аппарат прост в применении, функционален. Компактный и легко передвигаемый.



Infusion™